



МЕДКРЕДО

+7 800 200 80 19

info@medkredo.ru

Кольпоскоп ПРИМА К (прямой)



Технические характеристики

Увеличение	5-ти ступенчатое 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X, 2.5X
Бинокулярный тубус	45°
Фокусное расстояние	F=300 мм, 250 мм
Межзрачковое расстояние	от 55 мм до 75 мм
Изменение диоптрий	+/-5 мм
Источник света	светодиодный осветитель
Освещенность	50 000 ЛК
Максимальная высота	1040 мм
Минимальная высота	940 мм
Основание	Прямой штатив

О товаре

Кольпоскоп ПРИМА К со светодиодным источником света и прямым штативом — высокоточный медицинский прибор, призванный с помощью встроенной увеличительной оптики исследовать и диагностировать патологии шейки матки, влагалища, нижней трети цервикального канала и наружных половых женских органов.

Основной особенностью и преимуществом данной модели является оптика, сделанная из стекла немецкого производства фирмы SCHOTT.

Премиальное качество сборки, оптика высочайшего качества и ультра-яркое светодиодное освещение гарантируют максимально точный результат исследования, а эргономичный и компактный дизайн позволяет разместить прибор даже в небольшом кабинете.

Дополнительные опции:



- Оснащение Фото/видеокомплексом
- Оснащение ПО со следующими возможностями:
 1. Создавать базу данных исследований и пациентов;
 2. Возможность сортировки пациентов по параметрам: ФИО по алфавиту, дата обращения и т.д.
 3. Возможность сохранения неограниченного количества исследований, фотографии в программе;
 4. Печать качественной документации ЛКИ на русском языке, с фотографиями;
 5. Создавать личные библиотеки шаблонов диагнозов, заключений и назначенных лечебных процедур с целью ускорения заполнения протоколов и форм;
 6. Проведение статистики заболеваний и назначенного лечения за любой указанный период.